

Zevní fixátor „suo modo“.

Mach P., Mašek M., Ludikovský K

Klinika úrazové chirurgie LF MU a Fakultní nemocnice Brno

Pac. s devastačním semiamputačním poraněním pravého zápěstí zástřelem z brokovnice byl ošetřen na Klinice úrazové chirurgie FN Brno a dále byl hospitalizován a ošetřován na Klinice popálenin a rekonstrukční chirurgie FN Brno. Otevřená subtotální amputace pravé ruky v oblasti dist. předloktí až karpu byla stabilizována dvojitým zevním fixátorem Synthes Small. Vzhledem k příznivému průběhu hojení měkkých tkání bylo po 16 dnech přistoupeno ke krytí defektu tříselným lalokem na stopce. Při této operaci byl zevní fixátor vzhledem k nutnosti jeho dlouhodobé aplikace vyměněn a byla použita montáž složená ze silných Kirschnerových drátů, fixovaných k pinům pomocí kostního cementu. Ve sdělení ukazujeme postup této neběžné montáže.